



Astro-Kompaktwaagen bieten eine ganze Reihe von Funktionen zum einfachen Wiegen in Klassenzimmern, industrielle Anwendungen und Portionierung. Mit einer Kapazität von 2000g bis 8000g ist die Astro ideal für das Messen von Essens-Portionen oder der Mengen der Rezeptzutaten oder für wissenschaftliche Experimente geeignet. Solide, einteilige Konstruktion und Gehäuse aus rostfreiem Stahl sind leicht zu reinigen, während die robuste Edelstahl Grad 304 Pfanne Zutaten oder einem Wiegebehälter aufnehmen kann. Astro ist einfach zu bedienen, mit nur zwei Tasten, die den einfachen Zugriff zu den Wä geeinheiten gewähren und es ermöglichen, das Gerät schnell zu tarieren. Ergebnisse werden in Grün auf der großen LCD-Anzeige von Astro visualisiert. Wenn zu viel Gewicht auf die Waage gelegt wird, wechselt die grüne Anzeige zu rot, was den Benutzer darauf aufmerksam macht.

Durch ihr elegantes, praktisches Design und ihre glatte Oberfläche kann die kompakte Astro problemlos zwischendurch gereinigt werden



Merkmale und Funktionen

- Helles hinterleuchtetes LCD, auch in schlechten Lichtverhältnissen gut ablesbar
- Farblich hervorgehobene Tasten erlauben schnelles Arbeiten
- Große, leicht zu reinigende Wägeplatte aus Edelstahl
- Der Wägemechanismus ist durch einen starken Überlastschutz geschützt
- Robuste Bauweise aus Edelstahl für maximale Haltbarkeit
- Automatisches Abschalten spart Energie
- Modellausführungen mit externer und interner Kalibrierung, sowie eichfähige Modelle verfügbar
- Netzbetrieb (Adapter inklusive) und Batteriebetrieb (nicht mitgeliefert)
- Batterieanzeige weist hin, wann die Batterien ausgetauscht werden müssen

Anwendungen

- Wägung

Über uns:

Seit über 40 Jahren verlassen sich Fachleute weltweit auf Adam Equipments breite Auswahl an zuverlässiger und preisgünstiger Wiegeausrüstung. Adam liefert das richtige Gleichgewicht aus Geschwindigkeit, Leistung, und Wert.

Modell	ASC 2001	ASC 4000	ASC 8000
Kapazität	2000g	4000g	8000g
Ablesbarkeit	0.1g	0.5g	1g
Wiederholbarkeit (S.D.)	0.2g	1g	2g
Linearität (+/-)	0.2g	1g	2g
Größe Wägeplatte	160x180mm		
Wä geeinheiten	g, lb, oz, lb:oz		
Stabilisierungszeit (sec)	2		
Kalibrierung	Extern		
Anzeige	LCD mit 18mm Ziffernhöhe		
Stromversorgung	6VDC 500mA adapter / 2 x AAA Batterien		
Betriebstemperatur	0° bis 40°C		
Gehäuse	Edelstahl		
Gesamtabmessungen	212x167x66mm (BxTxH)		
Nettogewicht	1.3kg		

Bestellen

www.adamequipment.com