



Leicht und tragbar, bietet die MTB Baby- und Kleinkindwaage eine hervorragende Leistung und Vielseitigkeit für Kinderärzte und andere Gesundheitsdienstleister. Mit einer Kapazität von 20kg bietet diese Waage genug Flexibilität um neugeborene Babys und Kleinkinder auf dem gleichen Gerät zu wiegen. Die MTB bietet eine schnelle Inbetriebnahme und einfache Bedienung, so dass nur wenig Einarbeitung erforderlich ist. Eine durchdachte ergonomische Wiege rastet sicher ein und bietet eine komfortable Unterstützung für Babys. Die Wiege kann mühelos entfernt sein um eine rutschfeste Gummimatte darunter aufzudecken. Das vereinfacht die Aufgabe Kleinkindern zu wiegen. Das aktuelle Gewicht behält eine Speicher-Funktion, dass dem Benutzer ermöglicht ein Ergebnis einzutragen, nachdem das Kind sicher von der Waage entfernt ist.

Mit dieser wandlungsfähigen Waage können Sie sowohl Säuglinge als auch Kleinkinder im Krabbelalter wiegen - ideal auch für Veterinärmediziner



Merkmale und Funktionen

- Große kontrastreiche Anzeige, auch aus der Distanz gut lesbar
- Die Schale kann abgenommen werden, so dass Kleinkinder auf der unteren Wägeplatte mit Gummimatte gewogen werden können
- Waagschale mit integriertem Längenmessband
- Die Memory-Funktion speichert den letzten Gewichtswert
- Ergonomisch geformte Waagschale bietet komfortablen Halt
- Leichte, handliche Bauweise
- Kalibrierung und Justage mit externen Kalibriergewichten
- Einfache Bedienung zum schnellen Aufstellen und Arbeiten ohne große Einarbeitung
- Die Funktion Automatisches Abschalten verlängert die Batterielaufzeit
- Netzbetrieb (Adapter inklusive) und Batteriebetrieb (nicht mitgeliefert)

Anwendungen

- Wägung

Über uns:

Seit über 40 Jahren verlassen sich Fachleute weltweit auf Adam Equipments breite Auswahl an zuverlässiger und preisgünstiger Wiegeausrüstung. Adam liefert das richtige Gleichgewicht aus Geschwindigkeit, Leistung, und Wert.

Modell	MTB 20
Kapazität	20kg
Ablesbarkeit	5g
Wiederholbarkeit (S.D.)	5g
Linearität (+/-)	10g
Größe Wägeplatte	285x560mm
Wä geeinheiten	kg, lb
Stabilisierungszeit (sec)	2
Kalibrierung	Extern
Anzeige	LCD mit 29mm Ziffernhöhe
Stromversorgung	6VDC 500mA adapter / 4 x AA Batterien
Betriebstemperatur	10° bis 40°C
Gehäuse	ABS Kunststoff
Gesamtabmessungen	560x350x140mm (BxTxH)
Nettogewicht	3.2kg

Zubehör

[Artikelnr.](#) [Beschreibung](#)
700660290 Adam Kalibrierschein

Bestellen