



Ideal para contagem básica e aplicações de pesagem, a LBK apresenta operação simples e uma variedade de modos. A LBK é fácil de usar, porque contém apenas cinco teclas que são codificadas por cores para destacar as funções mais frequentemente usadas. O design elegante e compacto torna a LBK ideal para pequenos espaços de trabalho. Construída solidamente com caixa de plástico ABS durável, a LBK é equipada com um teclado selado e uma caixa grande de aço inoxidável, fácil de remover para a limpeza.

A LBK fornece o melhor valor para pesagens básicas e rápidas



Características

- LCD retroiluminado facilmente visível em qualquer condição de iluminação
- Teclas codificadas por cores facilita o reconhecimento rápido dos botões mais usados
- Indicador de nível e pés ajustáveis garantem a configuração adequado de equilíbrio para otimizar os resultados de pesagem
- Prato grande de aço inoxidável tipo 304, permite uma limpeza rápida
- Modelo de peso-leve simplifica transporte e portabilidade
- Caixa de ABS sólido é durável para usos industriais
- Alarme sonoro de sobrecarga avisa quando da capacidade foi excedida
- Calibração externa permite a verificação e ajuste com pesos
- Contagem de peças com quantidades de amostra predefinidos
- A característica manutenção do zero garante ecrã volta a zero
- Adaptador AC incluído
- Bateria recarregável incluída para funcionamento em praticamente qualquer lugar
- Programável desligamento automático para economizar energia

Aplicações

- Pesagem
- Contagem de peças
- Percentagem

Sobre Adam:

Com mais de 40 anos de experiência na produção de balanças, profissionais em todo o mundo confiam em Adam para produtos de qualidade, ricos em recursos e com valores best-in-class - o equilíbrio certo entre velocidade, desempenho e valor.

Modelo	LBK 3	LBK 6	LBK 12	LBK 30
Capacidade	3kg	6kg	12kg	30kg
Legibilidade	0.5g	1g	2g	5g
Repetibilidade (S.D.)	0.5g	1g	2g	5g
Linearidade (+/-)	1g	2g	4g	10g
Tamanho do Pan	250x180mm			
Unidades de peso	g, kg, lb, lb:oz, oz			
Tempo de estabilização (sec)	2			
Calibração	Calibração Externa			
Ecrã	Pantalla LCD Retroiluminada com 24mm dígitos de altos			
Fonte de alimentação	Cable de Alimentación de Red / Batería Interna Recargable			
Temperatura de funcionamento	0° a 40°C			
Habitação	ABS			
Dimensões totais	250x307x110mm (wxdxh)			
Peso líquido	1.8kg			

Acessórios

Número do item Descrição

700200056	Capa transparente para protecção da balança e teclado
700200063	Capa transparente para protecção da balança e teclado (Pacote de 5)
700200064	Capa transparente para protecção da balança e teclado (Pacote de 10)
700660290	Certificado de Calibração

Acessórios principais



Capa transparente para protecção da balança e teclado

Capas de proteção fornecem uma maneira fácil e acessível para ajudar a manter a balança limpa e protegida.

Fornecido por