



Convenientes para el uso comercial, las balanzas aprobadas por Highland tienen características que simplifican el trabajo de laboratorio, pruebas de campo, joyería y aplicaciones industriales. La construcción durable de ABS soporta un para uso exigente, y la función de ShockProtect[®] ayuda a evitar daños a la balanza por sobrecargas. La balanza aprobada por Highland es alimentada por un adaptador de CA o batería recargable, por lo que opera en lugares donde la electricidad no está disponible. Una ranura de seguridad integrada para una cerradura y cable tipo Kensington ayuda a mantener la balanza segura.

Llena de características. La serie Highland es un valor excepcional en pesaje de precisión



Approved for trade



Características

- LCD vívido retroiluminado fácilmente visible en cualquier condición de iluminación
- Retroiluminación programable se puede ajustar a "siempre prendida", "siempre apagada" o "prenderse al pesar"
- Registrador de capacidad integrado en la pantalla para el control de las sobrecargas
- Se pueden apilar para ahorrar espacio cuando no están en uso
- Teclas de colores facilitan el reconocimiento rápido de las teclas más utilizadas
- Dos teclas tara facilitan la operación zurda o diestra
- Nivel de aire y patas de nivelación ajustables permiten una configuración óptima para optimizar los resultados de pesaje
- Ranura de seguridad para candado tipo Kensington para prevenir el robo de la unidad
- Gran, plato de acero inoxidable tipo 304 permite la limpieza rápida
- Carcasa sólida de plástico ABS resistente para usos industriales
- Característica ShockProtect[®] de tres puntos, evita daños por sobrecarga a los componentes internos
- Gancho para pesar por debajo incluido
- Calibración interna elimina la necesidad de un juego de masas externas
- Interfaz USB y RS-232 para comunicación con computadoras o impresoras
- Alarma de sobrecarga acústica alerta cuando se ha superado la capacidad
- Calibración externa permite la verificación y el ajuste con masas
- Filtración digital seleccionable para controlar los efectos de las vibraciones y perturbaciones
- Recuneto de piezas con tamaños de muestra predeterminados
- Resultados totales de acumulación de memoria
- Característica zero-tracking garantiza la lectura en la pantalla vuelva a cero
- Adaptador de CA incluido
- Batería recargable incluida para la operación prácticamente en cualquier lugar
- Auto apague programable para ahorrar energía

Aplicaciones

- Pesaje
- Recuento de piezas
- Calculo de porcentaje
- Acumulación de Peso

Sobre ADAM:

Con más de 40 años de experiencia en la producción de instrumentos de pesaje, profesionales en todo el mundo confían en productos Adam por su calidad, múltiples funciones y el mejor valor en su clase. El Balance Ideal de rapidez, rendimiento y valor.

Modelo	HCB 602M	HCB 1002M	HCB 5001M
Capacidad	600g	1000g	5000g
Legibilidad	d=0.01g e=0.1g	d=0.01g e=0.1g	d=0.1g e=1g
Repetibilidad (S.D.)	0.02g	0.02g	0.2g
Linealidad (+/-)	0.03g	0.03g	0.2g
Tamaño del plato	120mm ø		
Unidades de medida	g, ct, kg		
Tiempo de estabilización (sec)	2		
Interfaz	RS-232, USB		
Pantalla	Pantalla LCD Retroiluminada con dígitos 18mm de alto		
Alimentación de corriente	Adaptador 12VDC 50/60Hz 800mA / Batería Interna Recargable		
Temperatura de operación	0° a 40°C		
Carcasa	ABS		
Cabina	Redondo 132mm ø x 90mm		
Dimensiones totales	174x252x80mm (axpxa)		
Peso Neto	2kg		
Aprobaciones	Aprobación de Tipo CE: 3041		

Accesorios

No. de Artículo	Descripción
700400103.....	Cable RS-232
3074010267.....	Cable USB
308232034.....	Cubierta de Protección (5 piezas)
308232035.....	Cubierta de Protección (10 piezas)
308232030.....	Cubierta de Protección
1120011156.....	Impresora térmica Adam ATP
308002042.....	Maletín de transporte
3126011263.....	Papel térmico para impresora ATP (1 Rollo)
3126011281.....	Papel térmico para impresora ATP (10 Rollos)
600002028.....	Software AdamDU (Recolección de datos)
700100046.....	Candado y Cable Tipo Kensington
700660290.....	Certificado de Calibración
700100007.....	F1 100g Pesa de Calibración
700100012.....	F1 200g Pesa de Calibración
700100009.....	F1 1kg Pesa de Calibración
700100010.....	F1 2kg Pesa de Calibración

Accesorios Principales



Impresora térmica Adam ATP

Características fáciles de usar en combinación con una configuración rápida resulta en una impresora térmica verdaderamente versátil. Un solo botón de alimentación y tres indicadores LED fáciles de leer permiten una simple operación.



Candado y Cable Tipo Kensington

El cable y candado de seguridad se pueden conectar a las cerraduras incorporadas en las balanzas y básculas para mantenerlas en un lugar seguro. El cable de acero flexible es difícil de cortar, y el candado de combinación le permite a usuarios elegir una combinación de números para mayor seguridad.



Software AdamDU

El Software AdamDU conecta la balanza a la red de laboratorios, para facilitar la recolección de datos, la transferencia y el análisis. DU cuenta con una interfaz y ventana de control principal fácil de usar, lo que le permite a los usuarios recopilar rápidamente información de hasta ocho balanzas Adam simultáneamente usando conexiones RS-232 o USB.

Suministrados por